



PRODUKTFAKTA

PRODUKTNAMN


Enjoy, A mix of condoms, 30-pack

SNABBFAKTA

- Mix av olika kondomer – tunnhet, struktur och kondomer med arom
- Rak och profilerad kondom
- Latexkondom med glidmedel
- Innehåller inga animaliska tillsatser

PRODUKTBESKRIVNING

RFSUs **Enjoy** är en mix av olika kondomer för dig som vill känna dig för. 8 st Profil, 2 st Beyond Thin, 5 st Thin, 5 st Sensual, 5 st Strawberry och 5 st Vanilla. Alla är ofärgade latexkondomer med behållare och extra glidmedel. Kondomerna med smak har glidmedel med arom.




CE-märkning, LOT-nummer och bäst före märkning finns på både den inre och yttre förpackningen. Användarinstruktioner finns på bipacksedel inuti förpackningen. Kondomen kontrolleras och testas enligt ISO-standard 4074 individuellt och elektroniskt.

Förpackningsstorlek: 8x30 pack. Artikelnummer: K3130XN


Sensual

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,06 mm




Profil

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,06 mm




Beyond Thin

Längd: 180 mm
Bredd: 52 mm
Omkrets: 104 mm
Tjocklek: 0,04 mm




Thin

Längd: 185 mm
Bredd: 53 mm
Omkrets: 106 mm
Tjocklek: 0,05 mm




Vanilla

Längd: 185 mm
 Bredd: 53 mm
 Omkrets: 106 mm
 Tjocklek: 0,07 mm

**Strawberry**

Längd: 185 mm
 Bredd: 53 mm
 Omkrets: 106 mm
 Tjocklek: 0,07 mm

**FORMBESKRIVNING**

Latexkondom med glidmedel

BRA ATT VETA

- 5 års hållbarhet från tillverkning
- förvaras torrt och svalt
- undvik direkt solljus
- innehåller inga animaliska tillsatser
- använd kondomen endast en gång
- inget preventivmedel är 100% säkert
- kan framkalla allergiska reaktioner hos personer som är överkänsliga mot latex
- kondom är det enda preventivmedlet som skyddar mot både graviditet och sexuellt överförbara infektioner

KÄLLSORTERING

- ytterförpackningen/boxen sorteras som pappersförpackning.
- kondom och innerförpackning läggs i papperskorg och sorteras med hushållssoporna, kondomen får **absolut inte** spolras ned i toaletten – risk finns för stopp i avloppsrören.

Ingredienser	Funktion
Latex/naturgummi	Råvara
Silikonolja/Dimethicone	Råvara/glidmedel för att kondomen ej skall torka samt gör den lättare att rulla på

SAMBANDSVAROR

Glidmedel - använder man extra glidmedel ska det vara vatten- och/eller silikonbaserat. Använd ej oljebaserat glidmedel som t ex barnolja eller vaselin. Rådfråga sjukvårdande enhet eller apotek vid medicinskt användande av t ex salva, balsam, liniment eller vagitorier.

KVALITETSÅKRING

RFSU AB innehar ett eget ackrediterat laboratorium och är certifierade via Intertek Medical Notified Body (CE-nummer 2862) och kvalitetssäkrat enligt;

- SS-EN ISO 13485:2016 (Företag)
- MDR 2017/745 (Produkter)
- SS-EN ISO 17025:2017 (Laboratorium)

LEVERANTÖR

RFSU AB Box 1279 164 29 KISTA Momsreg.nr. SE556039298601 Bankgironr. 168-4703 Produktansvarig: Helene van den Brink Senast uppdaterad: 240930	Tel kundtjänst. 08 633 46 00 Beställ på order@rfsu.com
--	--

PFB-MI30-0101

--	--

***När du köper en produkt från RFSU är du med och stöttar arbetet med mänskliga och sexuella rättigheter i världen.
RFSU – Fighting for body rights since 1933.***